

Schritt-für-Schritt Anleitung des luca-Schlüsselanhängers

Schritt 1: Sie erhalten einen luca-Schlüsselanhänger, bitte registrieren Sie den Anhänger auf folgender Internetseite: <https://app.luca-app.de/registerBadge>

Schritt 2: Geben Sie zuerst die 12-stellige Seriennummer (XXXX-XXXX-XXXX) Ihres Schlüsselanhängers ein.

Schlüsselanhänger
registrieren

1 2 3 4 5

Wie lautet deine Seriennummer?

Hinweis: Die Seriennummer findest du auf deinem Schlüsselanhänger.

- -

Dieser Teil der
Seriennummer kann
nicht kürzer als 4 Zeichen
sein

Weiter

Schritt 3: Danach werden Sie nach Ihren Kontaktdaten gefragt. Bitte geben Sie Ihre Daten ein und bestätigen Sie immer mit „weiter“ bis Sie aufgefordert werden, den über die hinterlegte Handynummer zugesandten Aktivierungscode einzugeben.

Schritt 4: Geben Sie den Aktivierungscode, den Sie auf Ihr Handy bekommen haben ein. Jetzt ist Ihr Schlüsselanhänger registriert und dieser kann dann vom Betrieb/Unternehmen gescannt werden.

QR-CODE:

Der QR-Code Ihres Schlüsselanhängers muss beim Betreten eines luca- Standorts von den Betreibern gescannt werden.

Seriennummer:

Die Seriennummer hat zwei Funktionen. Sie brauchen diese:

1. um den Schlüsselanhänger zu registrieren.
2. um im eigenen Infektionsfall die luca-Historie an das Gesundheitsamt zu übermitteln.

Übermitteln Sie Ihre Seriennummer, kann das Gesundheitsamt Ihre Check-ins der letzten 14 Tage sehen. Anschließend kann das Gesundheitsamt diejenigen informieren, mit denen Sie zeitgleich an einem Ort waren.